

# Brava®



# Coloplast

Skin Barrier Wipe  
Sting Free

Paño Protector de Piel  
Sin Agujón



## Instructions for use Instrucciones de uso

23315575 Version 1

The Coloplast logo is a registered trademark of Coloplast A/S.  
All rights reserved.© (2014-04-30)

Manufacturer: Coloplast A/S  
Holtedam 1, 3050 Humlebaek, Denmark  
Distributed by: Coloplast Corp., Minneapolis, MN, 55411,  
USA  
Fabricante: Coloplast A/S Holtedam 1 3050 Humlebaek  
Denmark  
Distribuido por: Coloplast Corp., Minneapolis, MN, 55411,  
USA

## Indication

The product is intended for protection of intact skin from the damaging effects of body waste and adhesives.

## Information

The product is silicone based. The product dries within seconds and does not have an effect on the adhesion of further appliances.

Ingredients: Contains a mixture of alkyl siloxanes.

Coloplast accepts no liability for any injury or loss that may arise if this product is used in a manner contrary to Coloplast's current recommendations.

## Caution

Avoid direct use on wound beds, eyes and mucous membranes.  
Keep away from naked flame.

## Warning

Reusing this single-use product may create a potential harm to the user. Reprocessing, washing, disinfection, and sterilization may compromise product characteristics, causing additional risk of physical harm to or infection of the user.

## How to use

1. Ensure that the skin is clean and dry.
2. Tear sachet to open and take out the tissue and unfold it.
3. Gently apply the product onto the areas to be protected.
4. Once the skin is completely dry, the appliance can be applied as usual.

A new application of the product is required at every appliance change.

The product is intended for single use only and should be disposed of with normal household waste. Do not flush the product down the toilet.

## Indicación

El producto es indicado para la protección de la piel intacta de los efectos perjudiciales de los desechos del cuerpo y adhesivos.

## Información

El producto tiene como base la silicona. El producto se seca en cuestión de segundos y no tiene efecto sobre la adhesión de otros dispositivos.

Ingredientes: Contiene una mezcla de siloxanos de alquilos.

Coloplast no se hace responsable de ninguna lesión o pérdida que pueda surgir por el uso de este producto sin seguir las recomendaciones actuales de Coloplast.

## Precaución

Evite el uso directo en los lechos de la herida, los ojos y las membranas mucosas.

Manténgase protegido de las llamas.

## Advertencia

La reutilización del producto de un sólo uso podría causar lesiones al usuario. Su reciclaje, limpieza, desinfección y esterilización pueden afectar a las características del producto y exponer al usuario a un riesgo adicional de lesión o infección.

## Como usar

1. Asegúrese de que la piel esté limpia y seca.
2. Rasgue la bolsita para abrirla, extraer el tejido y desplegarlo.
3. Aplique suavemente el producto sobre las áreas a ser protegidas.
4. Una vez que la piel esté completamente seca, la aplicación

se puede hacer como de costumbre.

Es necesaria una nueva aplicación del producto en cada cambio del dispositivo.

El producto está diseñado para un solo uso y debe desecharse junto con los residuos domésticos. No deseche el producto por el inodoro.

LOT

REF



Batch code

Catalog number

Date of manufacture

Use-by date

Do not re-use

Consult instructions for use

Manufacturer: Coloplast A/S

Holstedvej 1, 3050 Humlebaek, Denmark

LOT

REF



Código de lote

Número del catálogo

Fecha de fabricación

Uselo antes de

Para un solo uso

Consulte las instrucciones de uso

Fabricante: Coloplast A/S Holstedvej 1

3050 Humlebaek Denmark