

Brava®



Coloplast

Powder
Ostomy Care
Polvo
Cuidado de las ostomías



Instructions for use Instrucciones de uso

23314127 Version 1

The Coloplast logo is a registered trademark of Coloplast A/S.

All rights reserved. © 2015-02-10

Distributed by: Coloplast Corp., 1601 W. River Rd. N,
Minneapolis, MN 55411 USA

For customer service or to return product,
please call (800) 258 3476 or (612) 337 7800



Use-by date



Batch code



Date of manufacture



Consult instructions for use



Catalog number



Keep away from sunlight.



Recyclable packaging

Indication

The Powder is intended for moisture absorption on skin around the stoma.

Information

Coloplast accepts no liability for any injury or loss that may arise if this product is used in a manner contrary to Coloplast's current recommendations.

Warning

Brava Powder is a nonsterile product and should not be used by people with severely damaged or impaired immune systems such as people with leukemia or people taking medication to suppress their immune system after organ transplant. The Powder should not be used on premature babies, or infants receiving incubator care.

How to use

Preparation








1. Wash and dry the skin around the stoma.

Application

2. Unscrew the cap and aim at the intended area.
3. Shake or gently squeeze the bottle and spread the powder on the intended skin
4. Spread the powder evenly using using toilet paper, a finger, or gauze.
5. Dust off excess powder before applying the ostomy barrier.
6. Close the cap tightly after use and store in a cool, dry place.

Disposal

7. The product should be disposed of with normal household waste.

	Uselo antes de
	Código de lote
	Fecha de fabricación
	Consulte las instrucciones de uso
	Número del catálogo
	Manténgase protegido de los rayos del sol.
	Envases reciclables

Indicación

El polvo está destinado a absorber la humedad de la piel periestomal.

Información

Coloplast no se hace responsable de ninguna lesión o pérdida que pueda surgir por el uso de este producto sin seguir las recomendaciones actuales de Coloplast.

Advertencia

El polvo Brava Powder es un producto no estéril y no debe ser utilizado por aquellas personas cuyo sistema inmune esté gravemente dañado o perjudicado, como aquellas que padecen leucemia o quienes estén tomando una medicación inmunosupresora tras un trasplante de órganos. No debe utilizarse el polvo con bebés prematuros o niños que estén recibiendo atención en una incubadora.

Modo de empleo

Preparación

1. Lave y seque la piel alrededor del estoma.

Aplicación

2. Desenrosque el tapón y dirija la botella hacia la zona deseada.

3. Agite o apriete la botella cuidadosamente y esparza el polvo sobre la piel del área afectada.

4. Distribuya el polvo uniformemente con una gasa.

5. Elimine el exceso de polvo antes de aplicar la barrera.

6. Después de utilizarlo, cierre el tapón firmemente y guárdelo en un lugar fresco y seco.

Eliminación

7. El producto debe eliminarse junto con los residuos domésticos.