

medi Butler

Instruções de utilização

Passo 1: Apoie o medi Butler em uma superfície firme, com a parte mais larga da base virada para você e a abertura da armação semicircular (estribo) virada na outra direção.

Passo 2: Enfie a meia de compressão no estribo com a ponteira da meia virada para frente. Vire a parte de cima da meia ao avesso e dobre-a sobre a armação (Fig. 1).

Passo 3: Puxe a meia para baixo no estribo até que o calcanhar da meia apareça no topo do estribo (Fig. 2).

Passo 4: Se o medi Butler não estiver no chão, por favor, coloque-o. Enfie o pé dentro da ponteira da meia, começando com os dedos. É recomendável que você se incline ou se segure em algo firme para se estabilizar (por exemplo, uma mesa, parede ou cadeira) (Fig. 3).

Passo 5: Agora deslize o pé dentro do medi Butler. Ajuste a ponteira e o calcanhar da meia, se necessário (Fig. 4)

Passo 6: Segure as laterais do medi Butler e, puxando e soltando, suba a meia em direção ao joelho (Fig. 5).

Passo 7: Quando a meia estiver na altura do joelho, incline um pouco o medi Butler para trás e remova-o (Fig. 6).

Passo 8: Para finalizar a colocação, deslize uniformemente a meia de compressão pelas pernas, de baixo para cima. Aos poucos, ajuste a meia, de baixo para cima, sem puxar pela punho da meia (Fig. 7)

Dicas:

- Antes de vestir sua meia medi, certifique-se de que suas pernas não estejam úmidas e remova todas as joias.
- Evite passar as unhas na meia.
- Nunca puxe pela punho da meia.
- O medi Butler pode ser limpo com produtos de limpeza ou desinfetantes comuns.

medi Butler

Instruções de utilização

Étape 1 : Tenez le medi Butler sur une surface solide, le côté le plus large de la base face à vous, et l'ouverture dans le cadre semi-circulaire (étrier) éloignée de vous.

Étape 2 : Déposez le bas de compression dans l'étrier, le bout du bas faisant face vers l'avant. Retournez le haut du bas par dessus le cadre (Fig. 1).

Étape 3 : Glissez le bas le long de l'étrier, jusqu'à ce que le talon apparaisse sur le rebord de l'étrier (Fig. 2).

Étape 4 : Si le medi Butler n'est plus sur le plancher, déposez-le. Glissez votre pied, orteils en premier, dans le bout du bas. Nous vous recommandons de vous pencher et vous de vous tenir sur une surface stable pour vous stabiliser (ex. table, mur ou chaise) (Fig. 3).

Étape 5 : Enfilez le bas en glissant votre jambe dans le medi Butler et déposant votre

pied par terre. Si nécessaire, ajustez le matériel au niveau du talon et des orteils (Fig. 4)

Étape 6 : En tirant et relâchant alternativement les deux poignées du medi Butler, glissez le bas vers le genou (Fig. 5).

Étape 7 : Une fois le bas tout juste en-dessous du genou, basculez le medi Butler légèrement vers l'arrière et retirez-le (Fig. 6).

Étape 8 : Pour terminer d'enfiler votre bas, glissez le bas de compression également sur votre jambe. Glissez le bas un petit peu à la fois sans tirer sur la bande supérieure (Fig. 7)



Conseils :

- Avant d'enfiler votre bas medi, assurez-vous que vos jambes sont sèches et retirez tout bijou.
- Évitez d'appuyer vos ongles dans votre bas.
- Assurez-vous de ne jamais tirer sur la bande supérieure du bas.
- Les bas medi Butler peuvent être lavés avec des nettoyeurs ou désinfectants de nettoyage réguliers.

medi USA
6481 Franz Warner Parkway
Whitsett, NC 27377
info@mediusa.com
phone 1.800.633.6334
fax 1.888.570.4554
mediusa.com

medi Butler

instructions for use
instrucciones para el uso
instruções de utilização
mode d'emploi



medi Butler

Instructions for use

Step 1: Stand the medi Butler on a firm surface with the broader side of the base facing you, and the opening in the semicircular frame (stirrup) facing away from you.

Step 2: Lay the compression stocking in the stirrup with the toe of the stocking facing forwards. Turn the top of the stocking inside out and over the frame (Fig. 1).

Step 3: Slide the stocking down the stirrup until the heel pocket appears at the edge of the stirrup (Fig. 2).

Step 4: Place the medi Butler on the floor, if it is not there already. Slip your foot, toes first, into the toe of the stocking. It is recommended that you lean or hold onto something firm for stabilization (e.g. table, wall, or chair) (Fig. 3).

Step 5: Now step into the medi Butler. Adjust the toe and heel pocket material if necessary (Fig. 4)

Step 6: By alternating pulling and releasing the two handles of the medi Butler, slide the stocking up your leg towards the knee (Fig. 5).

Step 7: When the stocking is just below the knee, tilt the medi Butler slightly backwards and remove it (Fig. 6).

Step 8: To finish applying your stocking, slide the compression stocking evenly up your leg. Ease the stocking up bit by bit without pulling on the top band (Fig. 7)

Tips:

- Before donning your medi stockings, make sure that your legs are dry and remove all jewelry.
- Avoid pressing your fingernails into the stockings.
- Make sure that you never pull on the stocking's top band.
- The medi Butler can be cleaned with standard cleaning agents or disinfectants.

medi Butler

Instrucciones para el uso

Paso 1: Ponga el medi Butler sobre una superficie firme, con el lado más ancho de la base apuntando hacia usted y la abertura del bastidor semicircular (estribo) apuntando hacia afuera.

Paso 2: Coloque la media de compresión en el estribo, con los dedos de la media apuntando hacia el frente. Voltee la parte superior de la media de adentro hacia afuera sobre el bastidor (Fig. 1).

Paso 3: Deslice hacia abajo la media en el estribo hasta que el talón aparezca en el borde del estribo (Fig. 2).

Paso 4: Coloque el medi Butler en el suelo, si es que no está allí. Deslice su pie, los dedos primero, hacia la punta de la media. Se recomienda que se recargue en algo firme para tener estabilidad (puede ser una mesa, una pared o una silla) (Fig. 3).

Paso 5: Ahora meta el pie en el medi Butler. Ajuste la tela de la punta y del talón según sea necesario (Fig. 4)

Paso 6: Jalando y soltando las dos asas del medi Butler, suba la media en su pierna hacia la rodilla (Fig. 5).

Paso 7: Cuando la media llegue justo debajo de la rodilla, incline levemente el medi Butler hacia atrás y retírelo (Fig. 6).

Paso 8: Para terminar de ponerse la media, deslícela uniformemente hacia arriba. Acomode la media poco a poco sin tirar de la banda superior (Fig. 7)

Sugerencias:

- Antes de ponerse las medias medi, asegúrese de que sus piernas estén completamente secas y retire cualquier joyería que tenga puesta.
- Evite ejercer presión con las uñas de sus dedos en las medias.
- Cerciórese de nunca jalar las medias tomándolas por la banda superior.
- El medi Butler se puede limpiar con sustancias limpiadoras o desinfectantes estándar.